


L-グルタミン酸の測定

測定キットに入っているもの

- ・ L-グルタミン酸測定試薬 A液
- ・ L-グルタミン酸測定試薬 B液
- ・ L-グルタミン酸標準液 (100mg/L)

測定原理



サンプルの準備

サンプルは、L-グルタミン酸がおよそ50～200mg/Lになるように薄める。

測定手順

以下に示すようにサンプルと標準液それぞれにA液、B液を添加し、青紫色に呈色した液をLED比色計で測定する。
比色計の校正は、水と標準発色液で行う。

